

病名 : びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

レジメンセット名 : R-トリアキシシン(DLBCL)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	DIV 点滴注射 R-トリアキシシン(DLBCL)(day1) ラインキープ用・閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 R-トリアキシシン(DLBCL)(day2) ラインキープ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用	1本		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1本	15分で	時間未定	時間未定
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1.5 V			
	4	IV 静脈内注射 120mg/m ² 閉塞性器具を使用 トリアキシシン点滴静注液 100mg/4mL 大塚生食注 250mL 調製後60時間以内に投与を終了する	120 mg /m ² 1本	60分で	時間未定	時間未定
	5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL カロナール・ボララミン内服	1本	30分で	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 1mg/mLに調製 375mg/m ² 閉塞性器具を使用 リツキサシン点滴静注 500mg テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL	375 mg /m ² 1本 1本	1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用	1本	リツキサシンと同じ速 度で	時間未定	
	8	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用	1本	全開で	時間未定	